



T1 LINE koncovky

- kompatibilita se všemi běžnými mikromotory
- titanové pouzdro
- keramická ložiska
- tlačítkové upínání
- sterilizace do 135°C

C 200 L, červené

Světelný rychloběžný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:5 (červený proužek), výměnný tříbodový sprej, zábrana zpětného nasávání. Pro nástroje FG (1,6 mm).

19.892 Kč

Původní ceníková cena ~~36.837 Kč!~~

C 40 L, modré

Světelný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:1 (modrý proužek), výměnný tříbodový sprej, zábrana zpětného nasávání. Pro vrtačky (2,35 mm).

13.608 Kč

Původní ceníková cena ~~22.680 Kč!~~

C 6 L, zelené

Světelný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 6:1 (zelený proužek), výměnný tříbodový sprej, zábrana zpětného nasávání. Pro vrtačky (2,35 mm).

14.311 Kč

Původní ceníková cena ~~23.852 Kč!~~

H 40 L, modré

Rovný světelný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:1 (modrý proužek), jednobodový sprej. Pro vrtačky (2,35 mm). 25.000 Lux.

11.840 Kč

Původní ceníková cena ~~19.734 Kč!~~

H 40, modré

Rovný nesvětelný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:1 (modrý proužek), výměnitelný dvoubodový sprej. Pro vrtačky (2,35 mm).

9369 Kč

Původní ceníková cena ~~15.616 Kč!~~

T2 REVO koncovky

- kompatibilita se všemi běžnými mikromotory
- chromový povrch
- tlačítkové upínání
- SmartClip (vyměnitelný vnitřní sprej)
- sterilizace do 135°C

R 170 ISL, červené

Světelný rychloběžný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:4:2 (červený proužek). Pro nástroje FG (1,6 mm).

12.316 Kč

Původní ceníková cena ~~22.394 Kč!~~

R 40 ISL, modré

Světelný rychloběžný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:1 (modrý proužek). Pro nástroje 2,35 mm.

8934 Kč

Původní ceníková cena ~~15.015 Kč!~~

R 6 ISL, zelené

Světelný rychloběžný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 6:1 (modrý proužek). Pro nástroje 2,35 mm.

9369 Kč

Původní ceníková cena ~~15.616 Kč!~~

RH 40, modré

Rovný světelný násadec pro elektrický mikromotor s převodem 1:1 (modrý proužek). 2 nástroje v 1: pro protetiku a profylaxi. Pro nástroje 2,35mm.

5834 Kč

Původní ceníková cena ~~9.724 Kč!~~

T1 CLASSIC koncovky

- pouze pro SIRONA motory SL/BL
- titanové pouzdro
- keramická ložiska
- tlačítkové upínání
- sterilizace do 135°C

S 200 L, červené

Rychloběžný násadec s převodem 1:5 (červený proužek), výměnný tříbodový sprej. Pro nástroje FG (1,6 mm).

23.327 Kč

Původní ceníková cena ~~42.414 Kč!~~

S 40 L, modré

Násadec s převodem 1:1 (modrý proužek), výměnný tříbodový sprej. Pro vrtačky (2,35 mm).

16.044 Kč

Původní ceníková cena ~~29.172 Kč!~~

S 6 L, zelené

Násadec s převodem 6:1 (zelený proužek), výměnný tříbodový sprej. Pro vrtačky (2,35 mm).

17.020 Kč

Původní ceníková cena ~~30.945 Kč!~~

SH 40 L, modré

Rovný násadec s převodem 1:1 (modrý proužek), jednobodový sprej. Pro vrtačky (2,35 mm). 25.000 Lux.

13.118 Kč

Původní ceníková cena ~~23.852 Kč!~~

Servis koncovek přímo v sídle firmy.