



# FONA 1000 L Série

## Informace o produktu

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd.  
Date:2009-6

## FONA 1000 L\LW – ŠETŘÍ INVESTICE!

- Nový designový prvek ve stomatologii
- 4 způsoby ovládání nohou na základě křesla
- Joystick pro zubní element 1000 L
- Bezpečnostní systém pro opěradlo a sedadlo
- Poslední paměťové pozice
- Hlavní vypínač pro ovládání výkonu, vzduchu a vody

Spolehlivost

Vynikající výkon



ŠETŘÍ INVESTICE

Pohodlné ovládání

## FONA 1000 L



**ŠETŘÍ INVESTICE**

## FONA 1000 LW



ŠETŘÍ INVESTICE

## FONA 1000 L\W



### Křeslo pro pacienty

- Samostatný ramenní systém značně zvyšuje stabilitu křesla
- Tři různé pozice opěrky hlavy
- Nejnižší pozice židle: 380 mm
- Pohotovostní ošetřovací pozice
- Poslední paměťová pozice
- Bezpečnostní systém pro opěradlo a sedadlo
- Programovatelné pozice křesla
- Varianta levé či pravé opěrky pro ruku
- Čtyři různé barvy polstrování



ŠETŘÍ INVESTICE



## Poslední paměťová pozice



Poslední paměťová pozice umožňuje snadno se dostat zpět na předešlou ošetřovací pozici

ŠETŘÍ INVESTICE

### 3 Programovatelné pozice křesla



## Bezpečnostní systém pro opěradlo a sedadlo



Křeslo se automaticky vypne, jakmile opěradlo či sedadlo dosáhne zábrany.



Jeden hlavní vypínač pro kontrolu výkonu, vzduchu a vody !

ŠETŘÍ INVESTICE

## Snadné ovládání s nožním vypínačem




4 způsoby ovládání nohou pro kontrolu pohybu křesla

Chip blow  
Vzduch on/off pro nástroje

Voda on/off pro nástroje

ŠETŘÍ INVESTICE

## Zubařský element 1000 L



Joystick v zubařském elementu 1000 L se 4 směry umožňuje snadno nastavit pozici křesla. Zubařský element může být operativně přesunut a upevněn pomocí mechanického zámku.

## Zubařský element 1000 LW



Polohovací funkce bičového ramenního systému usnadňuje únavné tahání hadic.

## FONA 1000 L\W

### Vodní jednotka

- Hygienický design
- Otočná mísa na plivání
- Odnímatelné skleněné plivátko pro čištění
- Oplachování mísy s nastavením času
- Plnidlo pohárku s nastavením času
- 1,5 L láhev s čerstvou vodou
- Ohřívač vody (24V)
- Vzduch venturi systém
- Vzduchový odvodňovač



## FONA 1000 L\W

### Asistenční prvek

- Nastavitelný úhel dlouhého podpůrného ramene
- Se sacím filtrem
- 3+1 nástrojová pozice
- Vybavený 3 způsoby injekcí, HVE, čerpadlo slin
- Pomocný dotykový panel pro čtyři ruční ovládní



ŠETŘÍ INVESTICE

## FONA 1000 L\W

### Pracovní světlo

- Hygienický a snadno obsluhovatelný design
- Snadno snímatelný kryt světla
- 25000 Lux, 12V, 50W
- Lze kontrolovat pomocí dotykového panelu se stmívačem
- Světlo on/off je automaticky řízeno během pohybu židle
- Paměťová funkce s automatickou intenzitou světla





# **FONA 1000 L\LW**

## **Konfigurace a možnosti**

## FONA 1000 L\LW konfigurace

- **Křeslo pacienta**
  - Elektrický pohyb křesla
  - Kloubová opěrka hlavy
  - 2 přednastavené pozice křesla
  - 3 programovatelné pozice křesla
  - Bezpečnostní systém opěrky křesla
  - Nástrojový zámek křesla
  - Paměť poslední polohy křesla
  - 4 způsoby ovládání nohou
  - Nastavitelný OP světlo s tlumičem světla
  - Pracovní židle
  
- **Pomocný prvek**
  - Sací filtrační systém
  - Pozice 1: tři způsoby stříkačky
  - Pozice 2: HVE
  - Pozice 3: čerpadlo slin
  - Asistenční kontrolní panel

## FONA 1000 L\LW konfigurace

### ■ Zubařský element

- Zubařský element s visícími hadicemi (1000 L)
- Zubařský element se systémem bičového ramene (1000 LW)
- Tlakový měřič vzduchu
- Pozice 1: 3 způsoby stříkačky
- Pozice 2/3/4: Rukojeť hadice pro vzduchovou turbínu nebo vzduchový motor (1000 L)
- Pozice 2/3: Rukojeť hadice pro vzduchovou turbínu nebo vzduchový motor (1000 LW)
- Zubařský ovládací panel
- Silicon mat (1000 L only)
- Joystick k ovládání pozice křesla (1000 L pouze)

### ■ Vodní jednotka

- Otočná a vyjímatelná plivátková miska
- Programovatelná plnička pohárku a vyplachovací systém mísy
- 1,5 L láhev s čerstvou vodou
- Ohřívač vody
- Vzduchový venturi systém
- Vzduchový odlučovač vody

## FONA 1000 L\LW konfigurace

### ■ Pracovní židle

- Pohyblivá na 5 kolečkách
- Výška sedačky a opěradla je nastavitelná
- Úhel opěradla je nastavitelný a uzamykatelný
  
- Dostupná ve čtyřech barvách:



ŠETŘÍ INVESTICE

## FONA 1000 L\W možnosti

### ■ Možnosti

- Loketní opěrka (vlevo/vpravo)
- Druhá pracovní židle
- Intra-orální kamera
- Lze dodatečně vybavit reduktorem
- Lze dodatečně vybavit nástrojem: Vytvrzování světlem
- Dodávka optických vláken
- Elektrický motor
- Prohlížeč rentgenových snímků (12V, 2000cd/m<sup>2</sup>)

# FONA 1000 L

Samostatný ramenní systém

Programovatelné pozice

Pracovní systém  
on/off současně pro  
židli a světlo

Joystick k ovládání  
pozice křesla

Hlavní vypínač

Poslední paměťová  
pozice

Bezpečnostní systém židle

Dotykové panely pro  
zubaře a asistenta

4 způsoby ovládání nohou

ŠETŘÍ INVESTICE



# FONA 1000 LW

Samostatný ramenní systém

Pracovní systém on/off současně pro židli a světlo

Hlavní vypínač

Bezpečnostní systém židle



Programovatelné pozice

Bičové rameno s  
přídavným spojením a  
polohovací funkcí

Poslední paměťová  
pozice

Dotykové panely pro  
zubaře a asistenta

4 způsoby ovládání nohou

ŠETŘÍ INVESTICE

## Hodnoty pro zákazníka

- **Spolehlivá kvalita**
  - Spolehlivost je zaručena konstrukčním návrhem výrobku, nejvyšší kvalitou materiálů a přísným výrobním managementem.

## Hodnoty pro zákazníka

### ■ Vynikající výkon

- Samostatný ramenní systém výrazně zvyšuje stabilitu křesla
- Židle se automaticky vypne, jakmile opěradlo nebo sedadlo dosáhne zábrany. Nástrojový zámek křesla umožňuje bezpečný provoz.
- Polohovací funkce bičového ramenního systému usnadňuje únavné tahání hadic.
- Jeden hlavní vypínač ke kontrole výkonu, vzduchu a vody.

## Hodnoty pro zákazníka

### ■ Pohodlné ovládání

- S pracovním systémem on/off současně pro židli a světlo
- 3 vlastní programovatelné pozice křesla
- Pozice křesla jsou snadno ovládatelné ze zubařského a asistenčního prvku, stejně jako ovládání nohou.
- Poslední paměťová pozice umožňuje vrátit se zpět k předchozí ošetřovací pozici.
- Pomocný dotykový panel je k dispozici pro čtyři ruční ovládání.

Spolehlivost

Vynikající výkon



**ŠETŘÍ INVESTICE**

Pohodlné ovládání



# FONNA

RŮST S DŮVĚROU!