

CEREC Tessera™

Pokročilý lithium disilikát

Trojefekt rychlosti, pevnosti a estetiky



Rychlost, pevnost, estetika – pokaždé jste si museli vybrat ze dvou vlastností. Nyní, s pokročilou krystalickou strukturou – lithium disilikátů + virgilitu – CEREC Tessera CAD/CAM bloky jsou optimalizované k nekompromisní výkonnosti pro všechny tři vlastnosti.

Až o 44 % rychlejší celkový čas zpracování*

>700 MPa biaxiální pevnost

1,0mm redukce při preparaci

www.dentsplysirona.com/CERECTessera



* 4,5minutové vypalovací časy dostupné v CEREC SpeedFire.
Vylepšené časy vypalování jsou taktéž dostupné v tradičních keramických pecích.



CerEC Tessera HT, MT nebo MT/LT
(obj. č. 5365431215-5365431675/4 ks v balení)

Číslo nabídky: CEEP3317

Platnost do 24. 6. 2025

Pro bližší informace o všech akčních nabídkách Dentsply Sirona se obraťte na svého obchodního zástupce.

11 829 Kč(vč. DPH)

Ušetříte 3 943 Kč